



СЛЫШАТЬ ЗДОРОВО!

Февраль — апрель 2026 г. Выпуск № 53.
Газета выпускается ежеквартально. Тираж 25000 экз.

Распространяется бесплатно в центрах слухопротезирования, медучреждениях, аптеках.

Слуховые аппараты Aurica Atom протестированы в Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии ФМБА

Международный научно-практический журнал «Евразийская оториноларингология и аудиология» опубликовал статью, посвященную опыту использования слуховых аппаратов компании «Аурика» в Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии ФМБА России. Авторы статьи — доктор медицинских наук Антон Мачалов и врач сурдолог Ольга Брагина.

Целью исследования стало изучение возможности коррекции слуховых нарушений с помощью современных технологий, реализованных в слуховых аппаратах Aurica Atom, включая анализ их

эффективности при различных степенях тугоухости и особенностей адаптации пациентов.

Антон Мачалов, доктор медицинских наук, доцент, начальник научно-клинического отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации ФГБУ НМИЦО ФМБА России, заведующий кафедрой технологий реабилитации сенсорных нарушений ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России:

— Слухопротезирование аппаратами Aurica Atom положительно повлияло на жизнь людей с нарушениями слуха.

Результаты исследования подтвердили, что слухопротезирование аппаратами компании «Аурика» оказывает значительное положительное влияние на различные аспекты жизни людей с нарушениями слуха.

Прежде всего, отмечено улучшение восприятия звуков: пациенты стали лучше различать речь, особенно в шумной обстановке, а также более четко слышать окружающие звуки, что способствует повышению безопасности и улучшению ориентации в пространстве, повышению психологического комфорта, снижению тревожности.

Отдельного внимания заслуживает влияние современных технологий на удобство использования слуховых аппаратов. Участники высоко оценили возможность беспроводного подключения к смартфонам, что позволяет напрямую транслировать телефонные звонки, музыку.



Мобильные приложения для настройки слуховых аппаратов также получили положительные отзывы: пациенты отметили простоту регулировки громкости и программ под разные акустические условия.

Таким образом, слухопротезирование не только восстанавливает слуховую функцию, но и комплексно улучшает качество жизни, способствуя социализации, психологическому благополучию и более активному участию в повседневной жизни.

Полученные данные демонстрируют значительную эффективность слухопротезирования российскими аппаратами АТОМ,

что подтверждается как аудиологическими показателями, так и субъективной удовлетворенностью пациентов.

**В исследовании приняли участие 8 человек с хронической двусторонней сенсоневральной тугоухостью II–IV степени (симметричной и асимметричной) в возрасте 56–78 лет, 3 из которых ранее имели опыт использования слуховых аппаратов иных производителей. Процесс подбора слухового аппарата начался с комплексной диагностики слуха врачом сурдологом-оториноларингологом, включающей в себя акустическую импедансометрию, тональную пороговую аудиометрию.*



Умный дом
«Вибратон»
стр. 2



Скоро дни открытых
дверей
стр. 3



Почему усилитель
слуха никогда не
сможет заменить
слуховой аппарат
стр. 4



Антон Мачалов, доктор медицинских наук

ВЫЕЗД НА ДОМ

Подбор слухового аппарата
и тест слуха у специалиста бесплатно

8-800-777-12-30 **as.clinic**

Бесплатный выезд на дом доступен при покупке слухового аппарата не ниже категории "В кругу семьи" при выезде в пределах города. Оплата такси при этом производится по тарифу оператора такси со стороны покупателя.

Реклама



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

«Умный дом» для слабослышащих по низким ценам!

Подарите вашим родителям и родственникам с плохим слухом ощущение комфорта и безопасности!

Цифровая беспроводная свето-вибрационная система «Вибратон»


В повседневной жизни человека подстерегает масса опасностей, и здесь важно вовремя среагировать и принять надлежащие меры. Для слабослышащих людей это очень сложно, поскольку в силу сниженного звукового восприятия они могут попросту не заметить эту самую опасность. Чтобы избежать подобных ситуаций, были разработаны специальные беспроводные системы оповещения, которые позволяют человеку со сниженным слухом отслеживать существенные для него события благодаря световому и вибрационному оповещению.

«Вибратон» — беспроводная цифровая сигнальная система, которая упрощает для слабослышащих людей адаптацию в бытовых условиях.

В состав «Вибратона» входят приемники сигналов и чувствительные датчики, способные фиксировать разнообразные из-

менения в домашней обстановке. Приемник световым и вибрационным сигналом информирует пользователя системы о срабатывании того или иного датчика.

Новейшие беспроводные системы «Вибратон» включают в себя чувствительные элементы, реагирующие на явления разной природы: движение, свет, дым, тепло, воздух, звук. У каждого из датчиков своя функция. Датчик дверного звонка, датчик телефонного звонка и звонка домофона помогут владельцу не пропустить важный звонок или визит. Датчик движения оповестит о том, что в комнату кто-то вошел. Датчик дыма и тепловой датчик одновременно предупредят о возгорании, а датчик воды — о том, что в ванной произошла утечка воды. Акустический датчик, установленный в детской, вовремя сообщит пользователю о том, что проснулся и плачет ребенок.



Наиболее популярные комплектации системы «Вибратон»:

Сигнализатор звука со световой индикацией «Вибратон Лайт»



Световой сигнализатор звука, помогающий людям со слабым слухом распознать звук от дверного звонка или телефона с помощью усиленного звукового и светового сигнала. Сигнализатор особенно необходим слабослышащим пожилым людям, которые живут одни и не всегда могут услышать дверной звонок.

Сигнализатор звука со световой индикацией «Вибратон Лайт Д»



Это световой сигнализатор звука, помогающий людям со слабым слухом распознать звук от дверного звонка или телефона с помощью усиленного звукового и светового сигнала. В состав входит специальный провод для присоединения к системе домофона.

Настольные часы-будильник с вибрационной подушкой «Вибратон-Ч»



Настольные часы-будильник с жидкокристаллическим дисплеем и вибрационной подушкой, разработанные специально для людей с ограниченными возможностями. Оснащены следующими функциями:

- возможность переключения режимов оповещения (только вибрация, вибрация и звук, звук и свет, свет и вибрация);
- регулировка громкости сигнала;
- индикация включенного будильника;
- разъем для подключения к телефонной линии;
- регулировка яркости дисплея.

Полная комплектация цифровой системы «Вибратон»

- Приемники**
- Стационарный световой приемник (2)
 - Часы-будильник со световой индикацией (5) и беспроводной вибрационной подушкой (6)
 - Мобильный вибрационный приемник (7)
 - Наручный вибрационный приемник (8)
- Датчики**
- Датчик движения (1)
 - Датчик определения звука (плач ребенка) (3)
 - Датчик геркон (информирует о проникновении в помещение) (4)
 - Датчик дыма (9)
 - Датчик газа (10)
 - Пожарный (тепловой) датчик (11)
 - Датчик телефона/домофона (12)
 - Датчик воды (13)
 - Датчик дверного звонка (14)
 - Кнопка вызова (брелок)
- Вы можете выбрать стандартный вариант комплектации или создать свою собственную систему «Вибратон».**

ТТХ

- Радиус действия составляет 30 метров, в условиях с препятствиями — 15 метров.
- Длительность действия светового сигнала составляет 30 секунд.
- Мощность источника света — 7 Вт.



Если у вас или у ваших родственников есть инвалидность по слуху и электронный сертификат от Социального фонда России на реабилитационную технику, вы можете приобрести эти устройства по электронному сертификату: возможна как полная оплата сертификатом, так и доплата наличными или безналичными средствами.

АКАДЕМИЯ СЛУХА
Международная сеть центров
бинаурального слухопротезирования

ПОДАРИ БЕЗОПАСНОСТЬ РОДИТЕЛЯМ!

Реклама



8-800-777-12-30 as.clinic

Акция действует с 1 февраля до 1 мая 2026. Подробности узнавайте по телефону.

СКИДКИ
до **50%**

на гаджеты «умного дома»
для слабослышащих

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

Получайте дополнительные бонусы в Дни открытых дверей



В Международной сети бинаурального слухопротезирования «Академия слуха» регулярно проходят Дни открытых дверей с привлечением специалистов всероссийского и международного уровня. Только в эти дни вас будут ждать новые предложения от сети, к примеру:

- скидки на многоканальные слуховые аппараты;
- оформление покупки в рассрочку на увеличенный период, например, до 20 месяцев и до 24 месяцев при условии покупки по электронному сертификату;
- получение 1 года сервисного обслуживания бесплатно;
- новинки в линейках слуховых аппаратов с поддержкой искусственного интеллекта.

Многие жители с нарушениями слуха записываются на консультацию за несколько недель, чтобы не пропустить возможность пройти тест слуха абсолютно бесплатно, а в случае необходимости покупки аппара-

тов — воспользоваться акциями, которые доступны только в Дни открытых дверей были доступны, и получить дополнительные бонусы.

В Дни открытых дверей всегда отмечается повышенный интерес среди слабослышащих, которые приходят к нам в центр за консультациями, а также за слуховыми аппаратами по специальным ценам.

Кстати, тех, кто приобретает слуховой аппарат в «Академии слуха», мы не оставляем один на один со своими проблемами: всех клиентов мы ждем на дополнительные бесплатные консультации в любое удобное для них время с бесплатной донстройкой слуховых аппаратов после прохождения периода адаптации и в рамках всего периода сервисного обслуживания.

Следите за следующими Днями открытых дверей в новостях на сайте as.clinic.



АКАДЕМИЯ СЛУХА

Международная сеть центров
бинаурального слухопротезирования

МЕНЯЕМ СТАРОЕ НА НОВОЕ

сдайте старый аппарат
и получите

скидку до 25%

8-800-777-12-30 as.clinic

При сдаче слухового аппарата можно приобрести слуховой аппарат со скидкой 25%. Скидка не распространяется на категории «Простые звуки» и «В кругу семьи», а также на модели аппаратов, которые уже реализуются по акции. Подробности узнавайте по телефону. Акция действует с 1 февраля до 1 мая 2026.



Реклама



АКАДЕМИЯ СЛУХА

Международная сеть центров
бинаурального слухопротезирования

TV-НАУШНИКИ AURICA

для слабослышащих

8-800-777-12-30 as.clinic



Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

Почему усилитель слуха никогда не сможет заменить слуховой аппарат

Каждый человек, впервые столкнувшись с потерей слуха, встает перед вопросом, что выбрать: слуховой аппарат или усилитель слуха? Слуховой аппарат — это медицинское электроакустическое устройство, которое обычно помещается в ухе или за ухом владельца и предназначено для усиления и модуляции звука.



Выделить человеческую речь как можно ярче и обеспечить ее четкость — главная задача слухового аппарата.

Зачастую речь человека сопровождается дополнительным шумом (звуком телевизора, проезжающих мимо машин, ветра). Поэтому слуховой аппарат имеет функцию обработки звука для более успешного и качественного распознавания речи. При правильно настроенном слуховом аппарате вы будете слышать все звуки.


Усилитель слуха — это устройство, не являющееся медицинским прибором, позволяет усиливать только громкость звука для владельца. Громче станут

даже те звуки, что вам не нужны, например, звук бьющейся чашки вас просто оглушит. Это можно сравнить с ношением очков. Так, если вы не видите вдаль и покупаете очки, которые это компенсируют, то в этих самых очках вы не сможете, к примеру, читать книгу: все будет расплываться.


При этом если вы слышите, к примеру, звук [а], то будете слышать его громче; а если вы не слышите звуки [к], [ф], [с], [т] или звонок телефона, то так и не будете их слышать. Более того, постоянное использование усилителя звука может привести к акустической травме, а впоследствии и к еще большему ухудшению слуха.

А если просто прибавить громкость?

Казалось бы, если что-то не слышно — просто прибавь громкость. Но не все так просто. Дело в том, что каждый звук расположен на разных частотах, и при потере слуха образуются «провалы» именно частот. Причем у каждого человека эти «провалы» индивидуальны. Слуховой аппарат может их компенсировать, а усилитель слуха — нет. То есть если вы не слышите звуки, которые указаны на схеме за пределами малого прямоугольника, то так и не будете их слышать, даже установив усилитель слуха на максимальную громкость.



СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ	УСИЛИТЕЛИ СЛУХА
Сертифицированный медицинский прибор	Не является медицинским устройством, не проходит сертификацию
Настраивается индивидуально на каждой частоте	Только усиливает звук
Охватывает весь речевой диапазон	Охватывает лишь часть речевого диапазона
Безопасно длительное ношение	Длительное ношение может нанести вред здоровью
Подавление обратной связи (свиста)	Отсутствует
Подавление импульсных шумов	Отсутствует
Обработка звукового сигнала процессором	Звук не обрабатывается
Длительный срок службы	Необходимо менять каждый год
Возможность управлять настройками со смартфона	Подключение к смартфону не предусмотрено
Наличие искусственного интеллекта (в современных линейках)	Не предусмотрено



АКАДЕМИЯ СЛУХА
Международная сеть центров
бинаурального слухопротезирования

**ПРОБНОЕ НОШЕНИЕ
СЛУХОВОГО АППАРАТА**

8-800-777-12-30 as.clinic

Слуховой аппарат по услуге «Пробное ношение» предоставляется покупателю при условии внесения 100% залога стоимости аппарата. Если на 15-й день со дня оформления услуги, покупатель не вернул слуховой аппарат в центр, покупка считается состоявшейся, и центр имеет право не возвращать залог. В случае, когда клиент возвращает слуховой аппарат (рабочим, в неповрежденном виде), ему возвращается вся сумма залога. Складывается со всеми акциями в центре, кроме бонусной программы. Акция действует с 1 февраля до 1 мая 2026г.

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!